

Catalogo

2014/2015

1ª edizione



Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
R+T+EN



Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Fondata nel 1980,
RO+TEN è specializzata
in ortesi e presidi
ortopedici d'avanguardia.

Passione, ricerca scientifica,
competenza tecnica,
cura meticolosa dei dettagli,
forza distributiva:
sono queste le qualità
che consentono a RO+TEN
di offrire una gamma completa
di dispositivi ortopedici
di alta efficacia terapeutica.

Headquarter:
ORTHOERVICE AG
Rotzbergstrasse 7 · CH-6362 Stansstad (NW) · Switzerland
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6362 Stansstad (NW) · Switzerland



Take
care
feel
better

ORTHOERVICE
RO+TEN

RO+TEN s.r.l.
Via Comasina, 111
20843 Verano Brianza (MB)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
info@roplusten.com
www.roplusten.com

Numero fax per gli ordini
Numero Verde
800-905380



CONTENUTO

COLLO pagina 7

TRONCO pagina 13

SPALLA pagina 35

GOMITO / OMERI pagina 43

AVAMBRACCIO / POLSO pagina 49

MANO pagina 57

ANCA / COSCIA pagina 67

GINOCCHIO pagina 71

GAMBA / CAVIGLIA pagina 89

PIEDE pagina 101

TRAZIONI / VARIE pagina 109





COLLO





cervilight

Collare cervicale in gommapiuma rinforzato

Codice	PRO-8300 - PRO-8301
Altezza cm	7,5 10
Colore	bianco
universale	

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare
- Rinforzo esterno con fascia in vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida [30°C] e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight soft

Collare cervicale in gommapiuma

Codice	PRO-8302			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida [30°C] e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight soft

Collare cervicale in gommapiuma sagomato

Codice	PRO-8304											
Taglia	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L	
Circon. collo cm	28/34	29/35	30/36	31/37	30/36	31/37	32/38	33/39	36/44	37/46	38/48	39/49
Lunghezza cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
Altezza cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Colore	blu											

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida con bordi arrotondati
- Rivestimento in maglia tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Completamente lavabile (acqua tiepida [30°C] e sapone neutro)
- Radiotrasparente
- Sagomatura perfettamente anatomica



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a baionetta

Codice	PRO-1500			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

Codice	PRO-1505			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Altezza regolabile tramite Velcro®
- Radiotrasparente



cervilight schanz

Collare cervicale tipo schanz con appoggio mentoniero e regolazione a baionetta

Codice	PRO-1510			
Taglia	S	SL	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
Altezza anteriore cm	12/15	12/15	14/17	14/17
Colore	bianco			

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)



cervistable

Collare cervicale bivalva con foro tracheale

Codice	PRO-1530/T		
Taglia	S	M	L
Circon. collo cm	30/35	35/40	40/45
Altezza collo* cm	2 ^{1/2} "= 6 cm - 3 ^{1/2} "= 8 cm - 4 ^{1/2} "= 11 cm - 5 ^{1/2} "= 13 cm		
Colore	beige		

* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

Option: PRO-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus o Iper35- PRO-1522H cinturino craniale

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a Velcro®
- Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Radiotrasparente e impermeabile
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Foro tracheale e fori per l'aerazione
- Predisposto per essere collegato a allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore



Option: PR1-IP35/PC



philadelphia

Collare cervicale bivalva con foro tracheale per bambini

Codice	PRO-1520/I	PRO-1520/C
Taglia	Bambini 0 - 3 anni	Bambini 4 - 9 anni
Colore	beige	

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in PLASTAZOTE® atossico
- Formato da due valve avvolgenti con chiusura a Velcro®
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Predisposto all'attacco dello stabilizzatore toracico
- Fori per l'aerazione
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Radiotrasparente
- Foro tracheale



philastab

Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable

Codice	PRO-1521
Taglia	universale
Colore	beige

Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

- Aste montanti in PVC
- Rivestimento in PLASTAZOTE®
- Attacchi con bottoni di fissaggio al collare Cervistable
- Chiusura alla base con cinturino a Velcro®
- Radiotrasparente



minerva

Ortesi bivalva cervico-dorsale

Codice	PRO-3002		
Taglia	S	M	L
Circon. collo cm	25/30	31/38	39/45
Altezza cm	33	38	45
Colore	beige		

Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

- Struttura in KYDEX® con imbottitura in PLASTAZOTE®
- Foro tracheale
- Chiusura a Velcro®
- Leggera e di facile applicazione
- Radiotrasparente
- Modellabile a caldo




lido

Ortesi cervico-dorsale

Codice	PRO-2540		
Taglia	S	M	L
Circon. collo cm	25/30	28/40	33/46
Circonf. torace cm	61/71	71/104	96/114
Altezza sterno-pube cm	43/51	51/65	61/68
Colore	bianco		

Discopatie cervicali multiple • Frattura dente dell'epistroteo • Fratture cervicali traumatiche e/o patologiche • Cedimenti da osteoporosi cervicale • Post-operatoria da intervento neurochirurgico • Post-operatoria da intervento per riduzione di torcicollo da malformazione ossea

- Struttura: in materiale plastico per l'appoggio toracico anteriore e posteriore. In lega di alluminio per gli appoggi cervicale e occipitale
- Aste con asole di scorrimento per la regolazione in altezza
- Cinturini di fissaggio con fibbie a scatto
- Imbottitura degli appoggi in morbida spugna
- Cinturino della corona craniale con chiusura a Velcro®




malibu

Ortesi cervicale bivalva

Codice	PRO-3005
Taglia	universale
Altezza cm	regolabile
Colore	grigio

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura di rivestimento in PLASTAZOTE®
- Cinturini con regolazione a Velcro®
- Viti con manopola con possibilità di regolazione anche a mano
- Foro tracheale
- Radiotrasparente
- Anatomico



IN ESAURIMENTO



Option: PRO-4043/15 · PRO-4043/20

roll

Cuscino cervicale

Codice
Taglia
Diametro cm
Colore

PRO-4041
universale
15
bianco

PRO-4042
universale
20

Option: PRO-4043/15: fodera di ricambio per PRO-4041 · PRO-4043/20: fodera di ricambio per PRO-4042

Cervicalgie • Cervicobrachialgie • Coadiuvante nel mantenimento della fisiologica lordosi cervicale durante le ore di riposo notturno

- Struttura cilindrica in lana sintetica autorigenerante
- Rivestimento con doppia fodera di cotone
- Fodera esterna con chiusura a cerniera lampo



TRONCO





naturup

Corsetto dorsale raddrizzaspalle

Codice	PR1-1111			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. torace cm	66/75	76/85	86/95	96/105
Altezza cm	30	30	30	30
Colore	beige			

Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate • Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali

- Struttura in tessuto raso di cotone
- Spalline con imbottitura ascellare e incrocio posteriore
- Serie di stecche dorsali
- Chiusura con fibbia alla vita




object

Fascia in neoprene

Codice	PR1-8222
Taglia	universale
Altezza cm	18
Colore	blu

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale • Utile come supporto della colonna nello svolgimento della pratica sportiva

- Struttura in neoprene bifoderato con chiusura a Velcro®
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®



linear70

Corsetto elastico millerighe basso

Codice	PR1-1770H - PR1-1770S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	PR1-1770H = azzurro - PR1-1770S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore lineare
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione



linear72

Corsetto elastico millerighe alto

Codice	PR1-1772H - PR1-1772S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colore	PR1-1772H = azzurro - PR1-1772S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombare

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore lineare
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione





linearplus70

Corsetto elastico millerighe basso con tiranti ad incrocio posteriore

Codice	PR1-1870H - PR1-1870S					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	50/80	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Circonf. vita cm	20	20	20	20	20	20
Altezza anter. cm	26	26	26	26	26	26
Altezza poster. cm						
Colore	PR1-1870H = azzurro - PR1-1870S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tiranti di rafforzamento della spinta lombare con incrocio posteriore
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione



linearplus72

Corsetto elastico millerighe alto con tiranti ad incrocio posteriore

Codice	PR1-1872H - PR1-1872S					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	50/80	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Circonf. vita cm	22	22	22	22	22	22
Altezza anter. cm	32	32	32	32	32	32
Altezza poster. cm						
Colore	PR1-1872H = azzurro - PR1-1872S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tiranti di rafforzamento della spinta lombare con incrocio posteriore
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione



litecross90


Corsetto basso in tessuto Sensitive®

Codice	PR1-1090C - PR1-1090H - PR1-1090S					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Circon. bacino cm	19	19	19	19	19	19
Altezza ant. cm	28	28	28	28	28	28
Altezza post. cm						
Colore	PR1-1090C = crema - PR1-1090H = azzurro - PR1-1090S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua



litecross91


Corsetto alto in tessuto Sensitive®

Codice	PR1-1091C - PR1-1091H - PR1-1091S					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Circon. bacino cm	23	23	23	23	23	23
Altezza anteriore cm	33	33	33	33	33	33
Altezza posteriore cm						
Colore	PR1-1091C = crema - PR1-1091H = azzurro - PR1-1091S = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua





litecross92

Corsetto spallaccio in tessuto Sensitive®

Codice	PR1-1092					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/90	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	crema					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38



Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna • Patologie reumatologiche • Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle ernie ctomie dorsali

- Spallacci imbottiti
- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Parte dorsolombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide opzionali




lumboFIT70

Corsetto basso


Codice	PR1-T1170					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anter. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®




lumboFIT72

Corsetto alto

Codice	PR1-T1172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colore	nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 28



Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®




crisscross78

Corsetto elastico basso

Codice	PR1-1078 - PR1-1078N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	PR1-1078 = beige - PR1-1078N = nero					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22



Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale

- Struttura in tessuto di cotone ed elastan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)





crisscross 79

Corsetto elastico basso con tiranti

Codice	PR1-1079					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	beige					

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Tiranti laterali di rafforzamento della spinta lombare



crisscross


Corsetto elastico ribassato anteriormente con tiranti

Codice	PR1-8918				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120
Altezza anteriore cm	13	13	13	13	13
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26
Colore	beige				

Option: PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio

- Struttura in tessuto misto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide (opzionali)
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Tiranti laterali di rafforzamento della spinta lombare



lem



Corsetto alto

Codice	PR1-1082				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza anter. cm	23	23	23	23	23
Altezza poster. cm	32	32	32	32	32
Colore	beige				

Option: PR1-1078/P pelotta lombare

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Confortevole tessuto misto di cotone ed elasthan, nella parte interna
- Sottile strato di multoprene, nel mezzo
- Tessuto esterno molto resistente
- Massima adattabilità e aderenza ai profili anatomici dei pazienti
- Sostegno molto efficace grazie alle stecche e ai tiranti a incrocio
- Massimo comfort



lem

Corsetto spallaccio

Codice	PR1-1036				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza anter. cm	23	23	23	23	23
Altezza poster. cm	56	56	56	56	56
Colore	beige				

Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartriosi diffusa della colonna • Patologie reumatiche • Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle ernie dorsali

- Confortevole tessuto misto di cotone ed elasthan, nella parte interna
- Sottile strato di multoprene, nel mezzo
- Tessuto esterno molto resistente
- Massima adattabilità e aderenza ai profili anatomici dei pazienti
- Sostegno molto efficace grazie alle stecche e ai tiranti a incrocio
- Massimo comfort





sat23 sat55

Busto semirigido basso con tiranti in elastico

Codice	PR1-1623C - PR1-1623H donna			
	S	M	L	XL
Taglia	75/90	90/105	105/120	120/135
Circon. bacino cm	21	21	21	21
Altezza ant. cm	33	33	33	33
Altezza post. cm	33	33	33	33
Colore	PR1-1623C = crema · PR1-1623H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice	PR1-1655C - PR1-1655H uomo			
	S	M	L	XL
Taglia	70/85	85/100	100/115	115/130
Circon. bacino cm	20	20	20	20
Altezza ant. cm	32	32	32	32
Altezza post. cm	32	32	32	32
Colore	PR1-1655C = crema · PR1-1655H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonne lombo-sacrali e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Busto semirigido basso con tiranti in elastico

Codice	PR1-1323 donna					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Circon. bacino cm	21	21	21	21	21	21
Altezza ant. cm	33	33	33	33	33	33
Altezza post. cm	33	33	33	33	33	33
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice	PR1-1355 uomo					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Circon. bacino cm	20	20	20	20	20	20
Altezza ant. cm	32	32	32	32	32	32
Altezza post. cm	32	32	32	32	32	32
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonne lombo-sacrali e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombo-sacrale
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat22 sat54

Busto semirigido alto con tiranti in elastico

Codice	PR1-1622C - PR1-1622H donna			
	S	M	L	XL
Taglia	75/90	90/105	105/120	120/135
Circon. bacino cm	23	23	23	23
Altezza ant. cm	38	38	38	38
Altezza post. cm	38	38	38	38
Colore	PR1-1622C = crema · PR1-1622H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1654C - PR1-1654H uomo			
	S	M	L	XL
Taglia	70/85	85/100	100/115	115/130
Circon. bacino cm	23	23	23	23
Altezza ant. cm	35	35	35	35
Altezza post. cm	35	35	35	35
Colore	PR1-1654C = crema · PR1-1654H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonne lombo-sacrali e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con senza listesi vertebrale

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Busto semirigido alto con tiranti in elastico

Codice	PR1-1322 donna					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Circon. bacino cm	23	23	23	23	23	23
Altezza ant. cm	38	38	38	38	38	38
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1354 uomo					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Circon. bacino cm	23	23	23	23	23	23
Altezza ant. cm	35	35	35	35	35	35
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocuratie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle colonne lombo-sacrali e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con senza listesi vertebrale

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombare
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

- Chiusura anteriore a Velcro®
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan





sat

Busto semirigido per addome prominente con tiranti in elastico

Codice	PR1-1321 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	31	31	31	31	31	31
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice	PR1-1353 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	31	31	31	31	31	31
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocrurtalgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi delle cotonna lomboacrate e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

- Chiusura laterale a Velcro® con tasca di accompagnamento
- Sagomatura speciale per favorire comfort e aderenza
- Bordatura indemagiabile
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- Tiranti con verricelli, per il sostegno e la vestibilità
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat36 sat35

Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti in elastico

Codice	PR1-1636C - PR1-1636H donna			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21
Altezza post. cm	55	55	55	55
Colore	PR1-1636C = crema - PR1-1636H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice	PR1-1635C - PR1-1635H uomo			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55
Colore	PR1-1635C = crema - PR1-1635H = azzurro			

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità
- Tessuto principale in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti in elastico

Codice	PR1-1336 donna					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	21	21	21	21	21	21
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice	PR1-1335 uomo					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	55	55	55	55	55	55
Colore	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

- Sistema di trazione a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto dorso-lombare
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan



sat

Kit semilavorato basso (PR1-123S) / alto (PR1-122S). Con spallacci (PR1-136S)

Codice	PR1-123S (basso) - PR1-122S (alto) - PR1-136S (con spallacci)		
Misura	1	2	3
per circonferenza bacino cm	70 - 95	90 - 115	110 - 135
Taglie	XS - S	M - L	XL - XXL
Colore	beige		

Option: 9ST012 stecche rinforzate modellabili cm 26 (PR1-123S), 30 (PR1-122S), 38 (PR1-136S)



NUOVO

lumbopull70

Corsetto basso in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

Codice	PR1-90070			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore cm	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26
Colore	calce			

Option: PR1-70010 placca lombare bassa
PR1-70020 placca lombare alta
PR1-90074 schienale per spallaccio

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi

- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere una ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional
- Anatomico e facile da indossare
- Cinghie posteriori basse (h = 25 mm)
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Supporti paravertebrali rinforzati
- Leggero
- Pelota anteriore saldata con un rinforzo all'interno. Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio
- Fibbie polimeriche auto-adattanti
- Optional:
 - placca lombare rigida bassa o alta, per un sostegno ancora maggiore
 - schienale

Option: PR1-70010/20

Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm

Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm

NUOVO

lumbopull72

Corsetto alto in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

Codice	PR1-90072			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130
Altezza anteriore cm	23	23	23	23
Altezza posteriore cm	31	31	31	31
Colore	calce			

Option: PR1-70010 placca lombare bassa
PR1-70020 placca lombare alta
PR1-90074 schienale per spallaccio

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrate

- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere una ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional
- Cinghie posteriori alte (h = 38 mm)
- Anatomico e facile da indossare
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Supporti paravertebrali rinforzati
- Leggero
- Pelota anteriore saldata con un rinforzo all'interno. Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio
- Fibbie polimeriche auto-adattanti
- Optional:
 - placca lombare rigida bassa o alta, per un sostegno ancora maggiore;
 - schienale

Option: PR1-70010/20

Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm

Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm

NUOVO

dorsopull74

Schienale per spallaccio

Codice	PR1-90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	calce			

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

- Abbinato al corsetto, fa diventare il busto un tutore a spallacci
- Stecche auto-modellanti incluse
- Possibilità di utilizzare o meno una struttura rigida modellabile, in lega di alluminio, radiotrasparente
- Spallacci a incrocio posteriore, regolabili in lunghezza, con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottitura in PE espanso biaccoppiato



chairback

Corsetto rigido lombare

Codice	PR1-8909			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	75/85	85/100	100/120	120/135
Colore	beige / crema			

Esiti di fratture vertebrali lombosacrali • Spondilolisi e listesi L4-L5 • Utile nel trattamento post-operatorio dell'artrosi lombare

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Due sezioni: lombosacrale e addominale
- Cinture di congiunzione con chiusure a Velcro®
- Pannelli di morbido accoppiato abbinati alla struttura rigida





spinalplus

Tutore per osteoporosi

Codice	PR1-T1049				
Taglia	XS	S	M	L	
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61	
Colore	azzurro				

Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica • Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica • Osteocondrosi giovanile

- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Chiusura a Velcro®
- Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente (tranne i bottoni)
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Fibbie con punto di ancoraggio auto-orientante
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto europeo EP2502608(B1)
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e rete



IN ESAURIMENTO

spinup

Corsetto per osteoporosi

Codice	PR1-DM105				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Distanza D1-L5 cm	31/37	36/42	42/48	48/54	54/60
Circonf. vita cm	60/95	60/105	82/115	99/130	99/130
Colore	bianco				

Dorsalgie e lombalgie in osteoporosi • Cedimenti vertebrali su base osteoporotica, localizzati nel tratto dorsale e/o lombare • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Osteocondrosi giovanile • Ipercifosi con dolore cronico dorsale

- Telaio in lega di alluminio T6 (leggero, resistente e modellabile) e plastica (PE)
- Corsore dorsale regolabile con fibbie girevoli
- Chiusura unica a Velcro® tramite le pelote pubiche: con un solo gesto si tendono i tiranti girospalla e la presa-bacino
- Pelote ampie per un migliore appoggio nella zona pubica
- Imbottitura in corrispondenza dei tiranti girospalla
- Imbottiture per il telaio in materiale accoppiato a doppio strato (MTP + PE)
- Rivestimento esterno in rete tridimensionale
- Completamente sfoderabile
- A basso profilo



taylor II

Tutore dorso-lombare con busto SAT

Codice	PR1-2709					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza posteriore cm	40	40	45	45	50	50
Colore	beige					

Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • Dorso curvo e ipercifosi dorsale

- Struttura del busto in tessuto traspirante semirigido (3% elasthan)
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una ottimale stabilizzazione del tratto lombare
- Spallacci costituiti da tiranti (regolabili) con imbottitura mobile
- Empresa rigida di bacino con cinghie anelastiche di fissaggio
- Chiusura anteriore in Velcro®



taylor

Tutore dorso-lombare con busto

Codice	PR1-2708							
Taglia	XS	S	MS	M	LS	L	XLS	XL
Circonf. vita cm	55/65	65/75	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza posteriore cm	40	40	40	45	40	45	45	50
Colore	beige							

Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Dorsalgie e lombalgie in osteoporosi • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • Dorso curvo e ipercifosi dorsale

- Struttura del busto in tessuto misto di cotone ed elasthan
- Stecche flessibili laterali
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Montanti paravertebrali
- Spallacci imbottiti con regolazione a mezzo fibbie
- Empresa rigida di bacino con cinghie morbide di fissaggio
- Stringhe di collegamento tra busto e telaio





iper35

Iperestensore a tre punti

Codice	PR1-IP35							
Taglia	S	S+	M	M+	L	L+	XL	XL+
Circon. bacino cm	60/75	60/75	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	32/38	38/44	35/41	41/50	37/44	44/52	40/46	46/55
Colore	grigio							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
 Option: PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable
 PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Telescopico: si regola senza dover togliere le viti, ma solo allentandole
- Banda pelvica con inserto in polimero flessibile e nuovo meccanismo di fissaggio per sostituzione veloce e sicura
- Possibilità di bloccaggio della basculante mediante cunei in materiale polimerico
- Nuovi piastrini di sostegno di fungo e leva, per una maggior facilità di chiusura per il paziente
- Cinturone con regolazione a cinghia dentata
- Imbottiture rimovibili, fissate tramite bottoni/automatici, in PE espanso bi-accoppiato con PU esternamente e tessuto misto elastan internamente
- Struttura in lega leggera di alluminio, telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca dorso-lombare posizionabile in orizzontale e verticale
- Chiusura Plus in materiale composito resistente e leggero con blocco di sicurezza
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico



modular plus35K

Iperestensore a tre punti

Codice	PR1-P35K Plus								
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco								

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
 Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile
 PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico



modular plus38K

Iperestensore a tre punti con pelotte deltapettorali

Codice	PR1-P38K PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
 Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Pelotte deltapettorali fissate su barretta semilunare in sostituzione della placca sternale
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Regolazione a viti
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico



modular plus35acqua

Iperestensore a tre punti acqua

Codice	PR1-P35A PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
 Option: PR1-35/4M placca lombare rinforzata modellabile

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Regolazione a viti
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite e cinturone in materiale idrorepellente adatti all'immersione in acqua
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico
- Cintura di tensione regolabile con Velcro®





modular plus⁴⁵


Iperestensore a tre punti con regolazione spinta sternale

Codice	PR1-P45 PLUS							
Taglia	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza iperestensore cm*	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	bianco							

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Dischetti dentellati agli angoli ascellari del tutore per modularne la spinta sternale: ogni dentellatura corrisponde a 5° di variazione
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico analergico



modular plus³⁶

Iperestensore a tre punti con placca pubica

Codice	PR1-P36 PLUS			
Taglia	S	M	L	XL
Circon. bacino cm	60/75	75/90	90/105	105/115
Altezza iperestensore cm*	35	38	41	44
Colore	bianco			

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Placca pubica fissa
- Regolazione a viti
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico analergico



connect

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable e iperestensore Modular plus o Iper35

Codice	PR1-IP35/PC
Taglia	universale

Utile nei casi in cui siano associate situazioni patologiche a livello delle vertebre cervicali e prime dorsali

- Struttura in alluminio a forma di placchetta rettangolare
- Collega l'appoggio sternale dell'iperestensore (Modular plus o Iper35) con la barra rigida anteriore del collare Cervistable

- Utilizzabile su tutti gli iperestensori Ro+ten



nhyco

Iperestensore a croce

Codice	PR1-D100		
Taglia	S	R	L
Distanza sterno pube cm	27/34	34/41	40/53
Circonf. vita max. cm	90	120	120
Colore	bianco		

Estensione e immobilizzazione della colonna dorso-lombare • Trattamento post-operatorio • Ipercifosi e dorso curvo • Morbo di Scheuermann • Cedimenti vertebrali da osteoporosi • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie

- Struttura in lega leggera di alluminio T6 (peso inferiore a 700 g)
- Pelotte sternale e pubica fluttuanti
- Placca lombare per le tre misure: small (orizzontale), regular, long
- Imbottiture in EVA, materiale impermeabile, atossico e privo di lattice. Sostituibili
- Nuova chiusura PLUS in materiale composito resistente e leggero. Pratica da aprire e chiudere, garantisce una pressione lombare costante. Dotata di blocco di sicurezza.
- Aste regolabili a scorrimento, senza togliere le viti





dls

Crociera modulare (composta da telaio + busto)

Codice	TELAIO PR1-2701			
	S	M	L	XL
Taglia	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. sottoascellare cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. vita cm	70/85	85/100	100/115	115/130

Codice	BUSTO SAT PR1-1322/27 donna					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Codice	BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Pelottine deltapedtorali imbottite



ilicrox

Crociera modulare a prese iliache tipo mz (composta da telaio + busto)

Codice	TELAIO PR1-2702			
	S	M	L	XL
Taglia	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. sottoascellare cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. vita cm	70/85	85/100	100/115	115/130

Option: PR1-2702/L destra astina di collegamento iliaco-ascellare
PR1-2702/L sinistra astina di collegamento iliaco-ascellare

Codice	BUSTO SAT PR1-1322/27 donna					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

Codice	BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Circon. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Attacchi iliaci alle aste montanti
- Disponibilità opzionale di 2 astine di collegamento iliaco-ascellare



SPALLA





octofix (cvb)

Immobilizzatore di clavicola

Codice	PR2-8503
Taglia	XS S M L XL
Circonf. torace cm	55/70 70/85 85/100 100/110 110/120
Colore	bianco

Fratture di clavicola • Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®



acromion

Tutore per lussazione dell'articolazione acromion-claveare

Codice	PR2-S1063 DX - PR2-S1063 SX
Taglia	universale
Colore	azzurro

indicare destro o sinistro

Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico) • Trattamento conservativo dopo frattura dell'estremo distale della clavicola

- Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto e riallineare acromion e clavicola (esclusivo)
- Patella clavicolare anatomica, flessibile con imbottitura in polietilene espanso, con snodi rotanti
- Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato
- Tasca gomito regolabile e confortevole con imbottitura in polietilene espanso
- Cinturone toracico e cinghie in velour tagliabili a misura



acb

Tutore per lussazione acromion-claveare

Codice	PR2-8501
Taglia	universale
Colore	beige

ambidestro

Stabilizza la spalla ed il braccio nei casi di lussazione e sublussazione dell'articolazione acromion-claveare (I e II grado)

- Struttura in tessuto misto cotone
- Tiranti con ganci e fibbie autobloccanti
- Cinture di appoggio in morbido feltro



shouldfix

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito

Codice	PR2-8408
Taglia	universale
Colore	grigio

ambidestro

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato
- Tiranti girospalla con chiusura a fibbia autobloccante
- Senza tasca di contenimento del gomito
- Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta



shouldfix

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

Codice	PR2-8409	PR2-8409C
Taglia	universale	per bambino
Colore	grigio	

ambidestro

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girospalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito



shouldfix II

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito rimovibile

Codice	PR2-8412
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Sacca reggibraccio in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione





shouldfix open (sfb)

Immobilizzatore per braccio e spalla

Codice	PR2-8410
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Fratture composte dell'omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omerali • Trattamento post-operatorio delle tenografie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura in morbido accoppiato con l'esterno in nylon garzato per l'attacco del Velcro*
- Tirante girospalla con chiusura a fibbia a scatto



NUOVO



omoplus

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10°

Codice	PR2-90080
Taglia	S L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38 > 39
Circonferenza max. avambraccio cm	< 32 > 29
Colore	nero

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

indicare destro o sinistro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Nuovo sistema di tiranti (esclusivo):

- Spallina di appoggio (con fibbie rotanti) sulla spalla omolaterale/offesa per una posizione più fisiologica della spalla e per evitare dolori al collo
- Cinghia controlaterale di ancoraggio
- Cinghie posteriori disposte a triangolo per la stabilizzazione della scapola
- Tiranti regolabili a velcro
- Struttura del cuscinio in gommapiuma ad alta densità ricoperta da materiale garzato (per una migliore gestione dei velcrici) e tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo (antibatterico e antiodore)

- Fascia blocca-braccio regolabile in lunghezza.
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante applicata a velcro al cuscinio: permette una facile gestione per consentire la mobilitazione del gomito.
- Tirante addominale con fibbia a scatto e regolabile a velcro
- Cuscinio con sponda anteriore per una ottimale stabilità
- Cinturino di sostegno del pollice e pallina riabilitativa



top -S 10°/15°

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10° o 15°

Codice	PR2-E110 10° - PR2-E210 15°
Taglia	S M L
Lunghezza avambraccio cm*	< 34 35/39 > 40
Colore	nero

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro*
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro*
- Cinturino di sostegno del pollice e pallina riabilitativa
- Abduzione a 10° o 15°



top II-S 10°/15°

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10° o 15°

Codice	PR2-E111 10° - PR2-E211 15°
Taglia	S L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38 > 39
Colore	nero

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Cuscinio con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
- Pallina riabilitativa
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro*
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro*
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10° o 15°



top III-S 10°

Supporto per spalla con abduzione fissa a 10° e cinghia sottoascellare

Codice	PR2-E112
Taglia	S L
Lunghezza avambraccio cm*	< 38 > 39
Colore	nero

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Cuscinio con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro*
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Manicotto a protezione del collo
- Cinghia sottoascellare per alleviare la pressione sul collo e dare maggiore stabilità rotatoria
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro*
- Pallina riabilitativa
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10°



extra-S 15°/30°


Supporto per spalla con rotazione esterna a 15° o 30°

Codice destro	PR2-E113 15° - PR2-E115 30°
Codice sinistro	PR2-E114 15° - PR2-E116 30°
Taglia	S M L
Lunghezza avambraccio cm*	< 34 35/39 > 40
Colore	nero

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso indicare destro o sinistro

Trattamento post-operatorio (rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli • Trattamento conservativo del primo episodio di lussazione gleno-omerali

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro*
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro*
- Manicotto a protezione del collo
- Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
- Pallina riabilitativa
- Supporto per pollice
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante





softab 45°/70°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice	PR2-84500	PR2-84501
Taglia	Regular	XL
Statura cm	< 185	> 185
Colore	nero	
ambidestro		
Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano		

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- Possibilità di abduzione a 45° o 70°
- Tubolare di protezione a girocollo



softab 20°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice	PR2-84502
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	
Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano	

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- Abduzione di 15°-20°



saw 60°

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice	PR2-84503
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori • Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino: camera d'aria interna cilindrica, in plastica gonfiabile ad elevata resistenza
- Esterno in tessuto garzato aggrappante per la presa a Velcro®
- Cinture giro spalla e vita in nylon garzato a Velcro®
- Manicotti in tessuto accoppiato con imbottitura interna
- Cuneo sottoascellare in gommapiuma rivestita per una migliore stabilità e assetto del cuscino
- Abduzione regolabile in base al gonfiaggio del cuscino
- Asta di appoggio avambraccio e mano



emiskin

Tutore di spalla in emiparesi/emiplegia

Codice	PR2-S1056 DX - PR2-S1056 SX
Taglia	S L
Circonferenza braccio cm	18/29 30/38
Colore	blu
indicare destro o sinistro	

Sublussazione scapolo-omerale in emiparesi/emiplegia

- Realizzato in gel dermocompatibile e anallergico (formulato ad hoc internamente e in tessuto (senza bordi né cuciture) esternamente; gel ad elevato grip
- A basso profilo
- Ritagliabile per adattarlo al paziente
- Discreto sotto gli abiti
- Tirante mobile (cintura di contenzione) controlaterale: confortevole perchè non va tirato ma solo appoggiato.
- Discreto sotto gli abiti
- Lavabile a mano (adesività mantenuta nel tempo)
- Viene fornito con pellicola protettiva interna



arc 2.0

Tutore spalla per abduzione e/o rotazione esterna

Codice	LAE0504
Taglia	universale
Colore	nero
ambidestro	

Trattamento post-operatorio (abduzione e/o rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercline glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

La cintura girovita in alluminio, unica ed esclusiva, si adatta perfettamente alle diverse conformazioni del busto e previene la migrazione anteriore del tutore, problema molto comune con questo tipo di ausilio. Il tutore ARC 2.0 si adatta a tutti i pazienti con una unica taglia, destra o sinistra, siano essi giocatori di football o ginnasti. ARC 2.0 è realizzato con materiale 2.0 per un'ottima traspirabilità e massimo comfort. Questo tipo di materiale cattura l'umidità e la trasporta ad uno strato di tessuto che non si trova a contatto diretto con la pelle favorendo così un'evaporazione 4 volte più veloce rispetto a qualsiasi altro materiale.

- Tutore a bretella universale (regolabile a Velcro®) per adattarsi a qualsiasi paziente e situazione
- Le fibbie a sgancio ed aggancio rapido facilitano l'uso del tutore
- L'impugnatura, unica ed esclusiva, si regola con tiranti di regolazione e impedisce al braccio di slittare in avanti uscendo dal tutore





GOMITO

OMERO



ePiFIT 32

Gomitiera in tessuto AirX™

Codice	PR2-B1132				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	nero				

ambidestro

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Inserto in Soft-X per un maggior comfort
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon



object

Gomitiera in neoprene

Codice	PR2-8232				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	beige				

ambidestro

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

- Struttura in neoprene bifoderato con cinturino a livello dell'epicondilo
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon



elbo

Ortesi per gomito con R.O.M

Codice	PR2-B1014		
Taglia	S	L	
Circonf. max. braccio cm	20/28	28/40	
Circonf. max. avambraccio cm	20/27	25/35	
Colore	nero-bianco		

indicare destro o sinistro

Options: PR2-B1015 Supporto mano neutro • PR2-B1016 Supporto mano prono-supinazione

Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali • Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti • Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito • Sub-lussazioni e lussazioni del gomito • Lesioni croniche del gomito • Iperestensione del gomito • Trattamento post-trauma

- Posizione della presa braccio e avambraccio regolabile
- Anima interna in plastica [PE] che segue l'anatomia del paziente: imbottiture in MTP bi-accoppiato
- Tessuto a contatto col corpo tramato in fibra d'argento, anti-batterica e anti-odore
- Tracolla
- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio e snodo in acciaio
- Estensione regolabile da 0° a 90° con passo di 10° - Flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 10°
- Possibilità di bloccare l'articolazione da 0° a 90° di flessione ogni 10°



Options:
PR2-B1015
PR2-B1016



accessori elbo

Supporto mano neutro per elbo

Codice	PR2-B1015
Taglia	universale



accessori elbo

Supporto mano prono-supinazione per elbo

Codice	PR2-B1016
Taglia	universale





castop

Ortesi per fratture omerali

Codice	PR2-725			
	S	M	L	XL
Taglia				
Circonf. prossimale omero cm	23/28	28/33	33/38	38/43
Circonf. distale omero cm	18/23	23/28	28/33	33/38
Lunghezza del tutore cm	19	20	21	23
Colore	bianco			
	ambidestro			

Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero

- Struttura in polietilene
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



castop

Ortesi omerale shoulder cap

Codice	PR2-726			
	XS	S	M	XL
Taglia				
Circonf. prossimale omero cm	20/25	23/28	28/33	33/38
Circonf. distale omero cm	15/20	18/23	23/28	28/33
Lunghezza* del tutore cm	34	34	34	34
Colore	bianco			

*è possibile accorciarlo tagliandolo ambidestro

Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero • Fratture secondarie a metastasi ossee non operabili

- Struttura in polipropilene bivalva
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Calotta di prolungamento all'articolazione scapolo-omerale per un miglior controllo dei movimenti
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



telescoping elbow

Ortesi per gomito con regolazione flex/ext

Codice	LAE0231 Sinistro - LAE0232 Destro	
	Taglia	universale
Colore		

Fratture composte di gomito, omero distale radio e ulna prossimali • Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti • Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito • Sub-lussazioni e lussazioni del gomito • Lesioni croniche del gomito • Iperestensione del gomito • Trattamento post-trauma

- Manicotti malleabili in tessuto morbido
- Aste telescopiche regolabili con pulsante a pressione per un massimo comfort
- Limitazione della flessione/estensione da -10° a +110° ogni 10°
- Blocco rapido da -10° a 110° ogni 10°
- Facilita la guarigione mantenendo una adeguata posizione post-operatoria
- Ridotto slittamento del tutore
- Fascia a strappo per appoggio sulla spalla inclusa



AVAMBRACCIO
POLSO



sling-up

Reggibraccio semplice

Codice	PR2-8402			
Taglia	S	M	L	XL
Lunghezza tasca cm	34	42	48	58
Colore	blu			

ambidestro

Ausilio di sostegno per avambraccio e polso • Utile come sostegno nei casi di arto gessato • Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion-claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale • Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flessso

- Struttura in tessuto misto cotone
- Chiusura con fibbia autobloccante
- Tirante girospalla con imbottitura di protezione per il collo

NUOVO



brace up

Cinghia reggibraccio

Codice	PR2-8403
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Utile come sostegno nei casi di arto gessato • Post trauma • Post operatorio

- Cinghia in nylon regolabile in lunghezza mediante apposite fibbie
- Imbottitura in MTP biaccoppiato con morbido vellutino a protezione del collo



episystem

Trattamento per epicondiliti in 2 fasi composto da cinturino multifunzione con pressore e pressore a freddo

Codice	PR2-P1022
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari • Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva

- Cinturino multifunzionale dotato di 2 tipi di pressori rimovibili: uno anti-scivolo per l'azione compressiva, l'altro per la terapia del freddo
- Sistema di controllo della pressione mediante un elastico dosato
- Valva di controspinta per distribuire meglio le pressioni nella zona opposta al pressore
- Anima in materiale polimerico flessibile, coperta in morbido vellutino
- Materiale antiscivolo a contatto con la pelle (pressore e controspinta)
- Regolazione della lunghezza del cinturino con un pratico Velcro® ad Y
- Chiusura a Velcro®



epi320

Cinturino per epicondiliti con pressore

Codice	PR2-4320	
Taglia	S	L
Circonf. avambraccio cm	< 27	> 27
Colore	beige	

ambidestro

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari • Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva

- Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo in similpelle
- Chiusura a Velcro® con passante in nylon
- Pressore in tessuto antiscivolo



object

Stringipolso in neoprene

Codice	PR2-82300
Taglia	universale
Colore	beige

ambidestro

Postumi dei traumi distorsivi del polso • Tendiniti e tenosinoviti • Patologie degenerative infiammatorie del polso

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®



object

Stringipolso in neoprene con presa pollice

Codice	PR2-82600
Taglia	universale
Colore	beige

ambidestro

Postumi dei traumi distorsivi del pollice • Rizartriosi in fase acuta • Artrosi del pollice

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®
- Proiezione cilindrica per l'alloggiamento e la stabilità del pollice



object

Tutore per polso in neoprene con stecca

Codice	PR2-8248 DX - PR2-8248 SX				
Taglia	S	M	L	universale	
Circonf. polso cm	10/14	15/18	19/24		
Lunghezza tutore cm	18	23	23	18	
Colore	blu				

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

- Struttura in neoprene accoppiato con tessuto di nylon garzato atossico
- Stecca palmare in alluminio modellabile
- Chiusura a mezzo Velcro®



polfix

Tutore per polso in tessuto elastico con stecca

Codice	PR2-8707 DX - PR-8708 SX				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	11/14	14/17	17/19	19/22	22/24
Lunghezza tutore cm	18	18	18	18	18
Colore	beige				

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

- Struttura in tessuto di cotone elastico
- Stecca palmare in alluminio modellabile di cm. 18 di lunghezza
- Chiusura con cinturini a Velcro®



polFIT 17

Polsiera apribile con presa pollice

Codice	PR2-P1117 DX - PR2-P1117 SX				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23	
Lunghezza cm	20	20	20	20	
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso • Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice • Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

- Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in tessuto traspirante 3D
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®



polFIT 19

Polsiera apribile corta

Codice	PR2-P1119 DX - PR2-P1119 SX				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23	
Lunghezza cm	20	20	20	20	
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Distorsioni del polso • Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®
- Struttura in tessuto traspirante 3D



polFIT 21

Polsiera apribile lunga

Codice	PR2-P1121 DX - PR2-P1121 SX				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23	
Lunghezza cm	26	26	26	26	
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Trattamento delle fratture composte della meta-epifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili • Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna • Distorsioni di polso • Tendiniti • Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo • Complicanze dell'artrite reumatoide • Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali • Artrosi radio-carpica

- Completa apertura dorsale
- Struttura in tessuto 3D traspirante
- Chiusura con quattro anelli e cinturini a Velcro®
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)



ulnar

Tutore per deviazione ulnare

Codice	PR2-5004		
Taglia	S	L	
Circonf. polso cm	11/22	22/28	
Colore	beige		

indicare destro o sinistro

Artrite reumatoide in fase acuta e in fase deformante • Distorsione della metacarpo-falangea • Artrosi

- Struttura in morbida lamina di gommapiuma
- Accoppiatura bifoderata atossica
- Nylon garzato esterno per la presa a Velcro®
- Rinforzo palmare con placca in materiale plastico
- Chiusura a Velcro® su cinturini del polso e stringidita
- Lavabile



carpo40

Ortesi per tunnel carpale

Codice	PR2-P1340		
Taglia	S	M	L
Lunghezza mano cm	15/17	17/19,5	19,5/22
polso-estremità dito medio	27,5	28,5	29,5
Lunghezza del tutore cm	azzurro		
Colore	ambidestro		

- Trattamento della sindrome del tunnel carpale • Traumi distorsivi del polso • Tendinopatie del polso e dei flessori della mano (dal 2° al 5° dito) • Trattamento post-operatorio nella chirurgia della mano (tenorrafie degli estensori)
- Struttura in metallo modellabile
 - Chiusura con cinturini a Velcro®
 - Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle
 - Alette laterali modellabili e versatili
 - Cinturini di avambraccio con ritorno ad anello per un'agevole calzata



carpo41

Tutore modellabile per polso-mano

Codice	PR2-P1341 DX - P1341 SX		
Taglia	S	M	L
Larghezza palmo mano cm (metacarpi)	5,5/7	7/8,5	8,5/10
Lunghezza del tutore cm	30	34	37
Colore	azzurro		
	indicare destro o sinistro		

- Trattamento conservativo e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali di avambraccio, fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture ossa metacarpi • Postumi fratture suddette • Tendinopatie polso e mano • Postumi tenorrafie flessori/estensori dita • Artrosi radio-carpica • Deficit neurologici con conseguente paralisi
- Controindicazioni: moderata e grave spasticità
- Struttura modellabile costituita da 2 metalli a rigidità differenziata
 - Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle
 - Chiusura con cinturini a Velcro®



castop

Ortesi per fratture ulnari

Codice	PR2-720		
Taglia	S	M	L
Circonf. prossimale avambraccio cm	18/23	23/28	28/33
Circonf. distale avambraccio cm	15/18	18/20	20/23
Lunghezza del tutore cm	15	18	20
Colore	bianco		
	ambidestro		

Fratture ulnari composte • Necessità di protezione della sede anatomica • Immobilizzazione post-operatoria delle fratture ulnari

- Struttura in polietilene
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari



mapform

Doccia per mano - polso - avambraccio

Codice	PR2-1557K		
Taglia	S	M	L
Larghezza palmo mano cm	< 9	9/11	11/13
Colore	beige		
	indicare destro o sinistro		

- Studiata per mantenere la mano in una posizione funzionale • Provvede a sostenere la mano ed il polso nei casi di caduta in flessione flaccida o spastica • Lesioni neurologiche di origine centrale o periferica • Trattamento delle deformità reumatiche
- Struttura in materiale plastico KYDEX®
 - Modellabile con immersione di 1 minuto in acqua a 70° o con l'uso di pistola a calore
 - Imbottitura interna in evazote
 - Chiusure con cinturini a Velcro®



MANO





daumfix

Ortesi per pollice

Codice	PR2-5006			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/17	17/19	19/23	23/28
Colore	beige			

indicare destro o sinistro

Rizartrosi • Tendiniti del pollice • Tendinopatia di De Quervain • Distorsione metacarpo-falangea • Lesione di Steiner • Postumi di frattura di Bennet • Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

- Struttura in polipropilene levigato e burattato
- Cinturino di chiusura al polso in Velcro® elastico
- Dotato di un guantino protettivo elasticizzato in microfibra antibatterica da indossare prima di applicare l'ortesi




stax

Tutore per dito singolo (falangi distali)

Codice	PR2-2001			
Misure disponibili (vedi disegno a lato)	1-2	3-4	5-5 1/2	6-7
Colore	trasparente			

Lesione del tendine estensore • Lesione di Segond • Fratture delle ultime falangi • Distorsioni dell'interfalangea distale • Contusioni ungueali • Trattamento post-operatorio degli interventi sui tendini estensori

- Struttura in materiale plastico trasparente
- Fori per la traspirazione



splint

Ferula dr. bunnel per estensione polso

Codice	PR2-1		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	≈ 9
Colore	bianco		

ambidestro

Distorsione del polso • Fratture della radio-carpica • Postumi di frattura tipo Goyrand

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®



splint

Ferula dr. bunnel per estensione polso e flessione metacarpi

Codice	PR2-1/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	≈ 9
Colore	bianco		

ambidestro

Postumi di fratture metarpali • Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi

Codice	PR2-2				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù





splint


Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi ed estensione dita

Codice	PR2-2/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Ditali in vilpelle atossica
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi e dita

Codice	PR2-2/B				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint


Ferula oppenheimer del dr. bunnel - estensione polso, abduzione pollice

Codice	PR2-3			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	≈ 9	
Colore	bianco			

ambidestro

Postumi di tenorrafie dell'abduzione ed estensore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Ditale in vilpelle atossica
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint

Ferula thomas del dr. bunnel - estensione polso e metacarpi abduzione pollice

Codice	PR2-4			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	≈ 9	
Colore	bianco			

ambidestro

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita e dell'abduzione ed estensore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in alluminio modellabile
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice	PR2-5				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture falangee distali

- Struttura in metallo modellabile
- Ancoraggio al polso con cinturino a Velcro®
- Imbottitura interna in morbido feltro



splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice	PR2-5/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Traumi distorsivi delle interfalangee

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia
- Imbottitura interna in morbido feltro





splint

Ferula dr. bunell per dito singolo (estensione)

Codice	PR2-6				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				
ambidestro					

Fratture falangee • Lesioni tendinee • Lesione di Segond • Traumi distorsivi delle interfalangee

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia



splint

Ferula dr. bunell per dito singolo (estensione) con molla

Codice	PR2-6/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				
ambidestro					

Fratture falangee distali

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia



splint

Ferula dr. bunell per polso (flessione)

Codice	PR2-8			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9	
Colore	bianco			
ambidestro				

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®



splint

Ferula dr. bunell per mano e polso (flessione polso - estensione dita - abduzione pollice)

Codice	PR2-8/A			
Taglia	S	M	L	
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9	
Colore	bianco			
ambidestro				

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio • Tenorrafia degli estensori delle dita e dell'estensore ed abduttore del pollice • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù




splint

Ferula dr. bunell per mano (estensione metacarpi)

Codice	PR2-9				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				
ambidestro					

Fratture delle ossa metarpali • Paralisi dei nervi

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Elastici in caucciù



splint


Ferula dr. bunell per mano (estensione metacarpi e dita)

Codice	PR2-9/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				
ambidestro					

Fratture delle ossa metarpali • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù





splint

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi e dita)

Codice	PR2-10		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9
Colore	bianco		

ambidestro

Fratture delle ossa metacarpi • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura in metallo modellabile
- Ditali in vilpelle atossica
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù
- Chiusura con cinturino a Velcro®



splint

Ferula dr. bunnel per dito singolo (flessione)

Codice	PR2-11				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Postumi di tenorrafia dei flessori delle dita

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint


Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice	PR2-11/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10
Colore	bianco				

ambidestro

Fratture falangee prossimali • Postumi per lesione di Segond • Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù



splint


Ferula dr. bunnel per polso e mano (estensione polso - flessione metacarpi - estensione dita - abduzione pollice)

Codice	PR2-13		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9
Colore	bianco		

ambidestro

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-2A
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per polso e mano (estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

Codice	PR2-13/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9
Colore	bianco		

ambidestro

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-9A
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù



splint

Ferula dr. bunnel per polso e mano (estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

Codice	PR2-13/B		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9
Colore	bianco		

ambidestro

Paralisi dei nervi

- Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-10
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù





ANCA
COSCIA



hipo

Ortesi per anca

Codice Taglia	PR3-SERIE 2000			
	S	M	L	XL
BACINO				
Modello destro	PR3-2112	PR3-2113	PR3-2114	PR3-2115
Modello sinistro	PR3-2122	PR3-2123	PR3-2124	PR3-2125
Circonf. vita cm	60/82	80/96	94/115	99/120
Circonf. creste iliache cm	68/90	90/110	106/126	111/131
COSCIA				
Modello destro	PR3-2212	PR3-2213	PR3-2214	PR3-2215
Modello sinistro	PR3-2222	PR3-2223	PR3-2224	PR3-2225
Circonf. prossimale	44/53	48/60	57/68	62/76
Circonf. distal	34/41	36/45	42/49	46/56
Colore	bianco			

Snodi vari vedi sotto



Option: snodi vari
(vedi sotto)



Option: Kafo – dispositivo
di prolungamento
per la gamba del tutore

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca) • Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate • Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

- Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
- Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili
- Sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti

Snodi per hipo e hipolite



kinesio

Aste per Hipo
e Hipolite
(solo Kinesio offset)

	Codice
Kinesio mis. standard, altezza inferiore a 1,80 m	PR3-2303
Kinesio mis. lunga, altezza superiore a 1,80 m	PR3-2304
Kinesio Offset standard, altezza inferiore a 1,80 m	PR3-2305
Kinesio Offset lunga, altezza superiore a 1,80 m	PR3-2312

- I giunti Kinesio Offset hanno una speciale curvatura in modo che tra snodo ed anca ci sia più spazio
- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°




abductor

Aste Abductor offset
per Hipo

	Codice
Con abduzione forzata, offset e Doppio Snodo Kinesio	PR3-2309

- Abduzione forzata
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



doppio snodo

Doppio snodo
per aste Kinesio

Codice Taglia per:	PR3-2306 universale PR3-2303 - PR3-2304 - PR3-2305 - PR3-2312
--------------------------	---

- Il doppio snodo permette di disassare medialmente o lateralmente la presa coscia



kafo

Dispositivo di prolungamento per la gamba del tutore d'anca Hipo

Codice Taglia	PR3-2320	PR3-2321
Lunghezza arto inf. (inguine - tallone) cm	Regular 63/75	Long 76/93
Colore	bianco	

destra e sinistro

Misura piede	S 36/39	M 40/43	L 44/46	XL >46
--------------	---------	---------	---------	--------



Kafo è il dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione

- Aumenta il comfort del paziente: materiale più leggero, tutore più confortevole
- La struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani
- Mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca
- Riduce il rischio di lussazioni
- Garantisce il controllo ottimale della flessione-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca



hipolite

Ortesi per anca

Codice Taglia	BACINO: PR3-H1007		
	S	M	L
Circonf. vita cm	60/84	84/110	110/135
COSCIA: PR3-H1008			
Circonf. prossimale coscia cm	S 43/54	M 54/65	L 65/75

destra e sinistro

Raccomandato: Aste Kinesio offset:

Codice Statura	PR3-2305 (Standard)	PR3-2312 (Long)
	< 175 cm	> 175 cm

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca) • Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate • Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

- Sistema modulare che permette di abbinare indipendentemente componente coscia, componente bacino e asta articolata
- Facilmente adattabile grazie alle molteplici regolazioni: possibilità di inclinare le parti laterali della presa bacino, possibilità di inclinare la direzione dell'asta rispetto alle componenti coscia e bacino, cinturini accorciabili tramite velcri ad Y, adattabile in altezza grazie alle asole dell'asta articolata
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente
- Imbottitura in materiale accoppiato a doppio strato (MTP + PE espanso)
- Tessuto tramato in fibra d'argento (a contatto con il corpo), antibatterica naturale
- Rete tridimensionale (rivestimento esterno)
- Chiusura bacino con fibbia a sgancio laterale
- Cinghia addominale per un miglior controllo della abduzione/adduzione
- Completamente sfoderabile e lavabile
- Asta articolata Kinesio Offset con possibilità di regolazione di abduzione/adduzione (passo di 7,5°) e flessione-estensione (da 0° a 120° con passo di 15°)



Option: snodi vari
(vedi a sinistra)



mioFIT 33

Supporto per coscia in tessuto AirX™

Codice	PR3-H1133				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	nero				
ambidestro					

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante



object

Supporto per coscia in neoprene

Codice	PR3-8233				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. a metà coscia cm	48/51	52/55	56/60	61/65	66/71
Colore	blu				
ambidestra					

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Toppa in neoprene di rinforzo
- Lavabile



GINOCCHIO



NUOVO



ice

Cinturino sottorotuleo

Codice	PR3-9000
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Option: PR3-ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelota

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo • Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione dell'apofisi tibiale anteriore)

- Banda elastica anteriore per dosare la forza di spinta e mantenerla costante anche in movimento
- Cinturino di chiusura a Velcro®, imbottito, con tiro simmetrico per facilitare il posizionamento. Bordo morbido per un maggior comfort, soprattutto nel cavo popliteo
- Pelota termosaldata in materiale espanso rivestito in tessuto anallergico, con bassorilievo per un posizionamento più preciso.
- Pressore in gel dermocompatibile per focalizzare la spinta sul tendine ed esercitare un'azione anticivolo
- Pressore (optional) per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelota

IN ESAURIMENTO



kneeband

Cinturino sottorotuleo

Codice	PR3-8030
Taglia	universale
Colore	beige

ambidestro

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo • Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione dell'apofisi tibiale anteriore)

- Struttura in gomma rivestita di morbida pelle atossica e ipoallergenica
- Lavabile
- Cinturino posteriore con chiusura a Velcro®

NUOVO



genuFIT 60

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™

Codice	PR3-G1160					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado • Tendiniti

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico

object

Ginocchiera tubolare corta

Codice	PR3-460					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Lunghezza cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado • Tendiniti

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Lavabile
- Sofice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione

NUOVO



genuFIT 63

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™ con foro rotuleo

Codice	PR3-G1163					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo rinforzato

object

Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo

Codice	PR3-463					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Lunghezza cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Sofice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Apertura patellare a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula
- Lavabile



NUOVO



genuFIT 04

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-G1104					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sottili stecche laterali antimigrazione



object

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-404N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Lavabile



power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-7204					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Lavabile

NUOVO



genuFIT 08

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-G1108					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo con stabilizzatore
- In materiale espanso
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): Cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo



object

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-408N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Stecche a spirale mediali e laterali



power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-7208					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile
- Stecche a spirale mediali e laterali



NUOVO



genuFIT 08A

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con stecche a spirale

Codice	PR3-G1108A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Sistema di chiusura rinnovato [European patent EP 2215993 B1]: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo

NUOVO



genuFIT 15

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-G1115					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Sistema di chiusura rinnovato [European patent EP 2215993 B1]: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo

object

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-415N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Aste articolate policentriche
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile

power-up

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice	PR3-7215					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					

ambidestro

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca peritrotea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Aste articolate policentriche
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Lavabile

NUOVO



genuFIT 15A

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con aste articolate

Codice	PR3-G1115A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Sistema di chiusura rinnovato [European patent EP 2215993 B1]: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta

object

Ginocchiera apribile in neoprene con aste articolate

Codice	PR3-420					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero e blu					

ambidestro

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Apertura frontale con linguette di chiusura a Velcro®
- Aste articolate policentriche
- Foro rotuleo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Lavabile



NUOVO



object 10

Giocchiera corta per instabilità rotulea

Codice	PR3-90010					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero					

ambidestro

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stadi artrosici • Condropatia/condomalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- Multifunzionale: grazie alla sua reversibilità, questa ginocchiera può essere indossata indifferentemente su entrambi gli arti
- Stabilizzatore rotuleo a C in materiale espanso per instabilità di grado lieve. Grazie alla pratica funzione double-face può essere posizionato sia lateralmente che medialmente
- Foro rotuleo
- Struttura in neoprene ortopedico, nero a basso profilo
- Bordo confortevole



genuFIT 16

Giocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione rotulea

Codice	PR3-G1116DX - PR3-G1116SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	nero					

indicare destro o sinistro

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Tiranti con verricello (accordabili a misura)
- Inserto popliteo in tessuto Soft-X per un maggior comfort



genu416

Giocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea

Codice	PR3-416DX - PR3-416SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	nero					

indicare destro o sinistro

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Tiranti con chiusura a Velcro®
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Parete interna in morbido vellutino per assorbire il sudore evitando l'irritazione della pelle



object

Fascia per stabilizzazione rotulea in neoprene

Codice	PR3-8246
Taglia	universale
Altezza fascia cm	33
Colore	blu

ambidestro

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella
- Lavabile



object

Giocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene

Codice	PR3-412					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
Colore	blu					

ambidestro

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

- Comprende un supporto-base e un supporto direzionale di fissaggio con un cuscinetto a posizionamento variabile
- Sostegno multidirezionale in neoprene



object

Fascia antiedema per ginocchio

Codice	PR3-8244
Taglia	universale
Altezza fascia cm	30
Colore	blu

ambidestro

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore post-operatorio nell'artroscopia di ginocchio

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Rivestimento esterno in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Lavabile



object

Fascia antiedema per ginocchio

Codice	PR3-8245
Taglia	universale
Altezza fascia cm	30
Colore	blu

ambidestro

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore post-operatorio nell'artroscopia di ginocchio

- Struttura in materiale espanso
- Efficace supporto nella fase post-artroscopica in sostituzione dei bendaggi convenzionali
- Assicura buona compressione unita a notevole leggerezza ed ottimo comfort
- Valida nelle artrosinoviti del ginocchio per favorire il riassorbimento dell'edema

NUOVO



genuFIT 25/25A

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

Codice	PR3-G1125 (tubolare) - PR3-G1125A (apribile)
Taglia	XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm	34 34 34 34 34 34
Colore	nero

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 25: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 25A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei: estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

NUOVO



genuFIT 29/29A

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

Codice	PR3-G1129 (tubolare) - PR3-G1129A (apribile)
Taglia	XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm	34 34 34 34 34 34
Colore	nero

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 29: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 29A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni: Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



activum

Ginocchiera corta in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

Codice	PR3-9429 (tubolare) - PR3-9429A (apribile)
Taglia	XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/56
Lunghezza cm	33 33 33 33 33 33
Colore	blu

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° tramite perni 10°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Possibilità di bloccare l'articolazione
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Foro rotuleo rinforzato (versione tubolare)
- Apertura frontale con chiusura a Velcro® (versione apribile)
- Foro popliteo

NUOVO



genuFIT 27/27A

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

Codice	PR3-G1127 (tubolare) - PR3-G1127A (apribile)
Taglia	XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm	41 41 41 41 41 41
Colore	nero

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia
- Solo Genufit 27: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 27A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei: Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

NUOVO



genuFIT 30/30A

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubolare) - (apribile)

Codice	PR3-G1130 (tubolare) - PR3-G1130A (apribile)
Taglia	XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm	41 41 41 41 41 41
Colore	nero

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 30: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- Solo Genufit 30A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni: Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia

activum

GINOCCHIERA LUNGA IN NEOPRENE CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E

Codice	PR3-9430 (tubolare) - PR3-9430A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Lunghezza cm	40	40	40	40	40	40
Colore	blu					

ambidestro

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva • Instabilità cronica latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° tramite perni [0°, 15°, 30°, 60°, 90°]
- Possibilità di bloccare l'articolazione
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Foro rotuleo rinforzato (versione tubolare)
- Apertura frontale con chiusura a Velcro® (versione apribile)
- Foro popliteo

liteimmok

GINOCCHIERA A MISURA

Codice	PR3-8003 - PR3-8004			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza presa 15 cm sopra la rotula cm	40/47	48/55	56/65	66/75
Lunghezza PR3-8003 cm	53	53	53	53
Lunghezza PR3-8004 cm	65	65	65	65
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gomaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannello unico
- A taglie
- Apertura rotulea
- Lavabile

immok 0°

GINOCCHIERA A MISURA

Codice	PR3-8104	PR3-8105	PR3-8106	PR3-8107
Immobilizzazione a	0°	0°	0°	0°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gomaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile

immok 20°

GINOCCHIERA A MISURA

Codice	PR3-8104/F	PR3-8105/F	PR3-8106/F	PR3-8107/F
Immobilizzazione a	20°	20°	20°	20°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)

- Struttura in morbida gomaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili, posizionate con una flessione di 20°
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile

go up open

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO, VERSIONE OPEN

Codice	PR3-G1043		
Taglia	Regular	Long	
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81	ambidestro
Lunghezza aste cm	56	65	
Colore	nero		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Valve passacchie con sistema autoagganciante strutturale
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Federate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba

go up

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO

Codice	PR3-G1042		PR3-G1041	
Taglia	Regular	Long	Rehab	
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81		ambidestro
Lunghezza aste cm	56	65	40	
Colore	nero			

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Valve passacchie con sistema autoagganciante strutturale
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Federate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba



regain II

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO

Codice	PR3-9550	PR3-95500	
Misura	corta	lunga	
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81	ambidestro
Lunghezza aste cm	57	67	
Colore	grigio		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio, semplici da modellare, resistenti e anatomiche
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore. Foderate solo esternamente, atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
- Articolazione monocentrica in acciaio
- Nuovo sistema di regolazione flessione-estensione PULL&TURN ideato per una facile impostazione con il minimo sforzo. Estensione: da 0 a 70° ogni 10°
- Flessione: da 0 a 120° ogni 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione estraibili e lavabili
- Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® che assicura l'aderenza dell'ortesi sull'arto
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture facili da tagliare per un migliore adattamento alla circonferenza della gamba



regain II open

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO, VERSIONE OPEN

Codice	PR3-95575	PR3-95580	
Taglia	corta	lunga	
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81	ambidestro
Lunghezza aste cm	57	67	
Colore	nero		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio, semplici da modellare, resistenti e anatomiche
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore. Foderate solo esternamente, atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
- Cuscinetti condiloidei di protezione estraibili e lavabili
- Articolazione monocentrica in acciaio
- Nuovo sistema di regolazione flessione-estensione PULL&TURN ideato per una facile impostazione con il minimo sforzo. Estensione: da 0 a 70° ogni 10°
- Flessione: da 0 a 120° ogni 10°
- Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® che assicura l'aderenza dell'ortesi sull'arto
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture facili da tagliare per un migliore adattamento alla circonferenza della gamba



regain open

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO, VERSIONE OPEN

Codice	PR3-95075	
Misura	universale	
Lunghezza aste cm	50	
Colore	nero	
	ambidestro	

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Aste articolate in lega leggera
- Fasce di imbottitura in gommasciuma bifoderata atossica e ipoallergenica
- Cinture di chiusura a Velcro®
- Cuscinetti condiloidei di protezione
- Articolazioni con regolazione della flessione-estensione
- Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
- Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
- Imbottiture lavabili



regain

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA A MOVIMENTO GRADUATO

Codice	PR3-95050	PR3-95000	
Misura	corta	lunga	
Lunghezza arto inguine-caviglia cm	< 81	> 81	
Lunghezza aste cm	50	60	
Colore	nero		
	ambidestro		

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

- Struttura con aste articolate in lega leggera e valve in plastica
- Imbottitura in soffice gommasciuma bifoderata atossica e ipoallergenica
- Cinture di chiusura a Velcro® in doppio nylon garzato
- Cuscinetti condiloidei di protezione
- Articolazioni con facile regolazione della flessione-estensione
- Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
- Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
- Imbottiture lavabili



NUOVO

pluspoint 3 short

GINOCCHIERA FUNZIONALE PER LEGAMENTI, CORTA

Codice	PR3-9530				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Colore	nero				
	indicare destro o sinistro				

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Innovativo design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e polpaccio); verniciato nero opaco
- Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione; agevolano l'applicazione e si adattano alla gamba
- Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
- Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- Imbottitura interna del telaio fissata tramite automatici a basso profilo. Rivestimento in materiale analergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip



NUOVO

pluspoint 3

GINOCCHIERA FUNZIONALE PER LEGAMENTI

Codice	PR3-9540				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm	40	40	40	40	40
Colore	nero				
	indicare destro o sinistro				

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Innovativo design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e polpaccio); verniciato nero opaco
- Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione; agevolano l'applicazione e si adattano alla gamba
- Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
- Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- Imbottitura interna del telaio (staccabile per operazioni di pulizia) fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro. Rivestimento in materiale analergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip



pluspoint

Ginocchiera funzionale per legamenti

Codice	PR3-9330 (corta) - PR3-9440 (lunga)				
	S	M	L	XL	XXL
Taglia					
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm corta	33	33	33	33	33
Lunghezza cm lunga	40	40	40	40	40
Colore	grigio				

indicare destro o sinistro

Option: Possibilità blocco totale a richiesta: 0° (9440W0), 10° (9440W10), 20° (9440W20), 30° (9440W30)

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Struttura portante in lega d'alluminio ultraleggera
- Imbottiture comfort foam ipoallergeniche e antimigratorie
- Cinture di chiusura a Velcro® in doppio nylon garzato, numerati per facilitare l'applicazione
- Leggera (700g)
- Aste policentriche con regolazione graduata: estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Possibilità blocco totale a richiesta: 0° (PR3-9440W0), 10° (PR3-9440W10), 20° (PR3-9440W20), 30° (PR3-9440W30)



IN ESAURIMENTO

k24

Ginocchiera quattro punti semirigida

Codice	PR3-9431			
	S	M	L	XL
Taglia				
Circonferenza presa 15 cm sopra la rotula cm	37/47	47/53	53/59	59/67
Lunghezza cm	43	43	43	43
Colore	ambidestro			

Instabilità complesse • Instabilità L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Riabilitazione • Pre e post-operatoria dei legamenti • Prevenzione dei traumi nello sport

- Struttura della gabbia in materiale plastico KYDEX®, modellabile a caldo
- Leggera
- Aste articolate policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Conchiglie condiloidee di stabilizzazione
- Cinturini di chiusura in doppio nylon garzato per la presa a Velcro®
- Barrette in gomma di protezione sui cinturini



IN ESAURIMENTO

W52

Ginocchiera quattro punti rigida

Codice	PR3-9435			
	S	M	L	XL
Taglia				
Circonf. coscia presa 15cm sopra la rotula cm	37/47	47/53	53/59	59/67
Lunghezza cm	43	43	43	43
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

Instabilità antero-posteriore da lesione LCA/LCP • Instabilità latero-mediale da lesione LCM/LCL singolarmente o associati • Trattamento post-operatorio nella chirurgia LCA/LCP • Stabilizzazione nella ripresa della corsa durante la riabilitazione • Stabilizzazione del ginocchio nelle lesioni LCA nei soggetti che non si sottopongono ad intervento chirurgico • Prevenzione dei traumi legamentosi del ginocchio nella pratica sportiva

- Struttura della gabbia in materiale rigido di metallo modellabile
- Aste articolate policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Conchiglie condiloidee di stabilizzazione
- Cinturini di chiusura in doppio nylon garzato per presa a Velcro® con barrette in gomma di protezione
- Imbottiture di ricambio per le parti rigide femorali e tibiali
- Leggera



NUOVO

axiom-d

Ginocchiera funzionale dinamica per legamenti

Codice	L.PK1181 (sinistra) - L.PK1182 (destra)					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia						
Circonf. coscia presa 15cm: sopra centro rotula cm	34/41	41/48	48/55	55/62	62/69	69/75
sotto centro rotula cm	32/36	36/39	39/43	43/47	47/51	51/53
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41
Colore	argento					

indicare destro o sinistro

Instabilità e rotture L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. - L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

- Struttura in lega di alluminio, leggera (scaricata) e anatomica
- Il leverismo vincolato al cinturino tibiale, dal design unico ed esclusivo, inserito in una struttura con aste bilaterali, permette il controllo dinamico della traslazione tibiale: più si estende il ginocchio, più il cinturino tibiale prossimale anteriore esercita pressione.
- Sistema Bledsoe con fasce a strappo e meccanismo pivotante attorno al gastrocnemio, che permette la massima aderenza evitando così lo scivolamento del tutore
- Sistema di aggancio-sgancio rapido a fibbie
- Snodi policentrici a basso profilo a regolazione graduata tramite cunei: flessione impostabile da 0° a 100° ogni 10°; estensione impostabile da 0° a 80° ogni 10°



NUOVO

duo

Ginocchiera dinamica per gonartrosi

Codice	LED1141B Laterale sinistra - LED1142B Laterale destra		LED1121B Mediale sinistra - LED1122B Mediale destra			
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia						
Circonf. coscia presa 15cm: sopra centro rotula cm	34/41	41/48	48/55	55/62	62/69	69/75
sotto centro rotula cm	32/36	36/39	39/43	43/47	47/51	51/53
Lunghezza cm	38	38	38	38	38	38
Colore	nero					

Gonartrosi unicompartimentale da moderata a severa con o senza instabilità combinata • Per pazienti che necessitano di un tutore durante lo svolgimento delle attività quotidiane

- Tutore dinamico. Nella fase di estensione, il dispositivo esercita un carico sul ginocchio per aprire l'articolazione mentre nella fase flessoria, il carico viene annullato. Ridurre la pressione a ginocchio flessio, come ad esempio in posizione seduta, elimina l'irritazione cutanea dovuta al contatto della pelle con il tutore
- Struttura in lega di alluminio
- Asta con snodo per il carico dinamico
- Regolazioni incrementali della spinta, con correzione possibile fino a 16°
- Sistema di aggancio-sgancio rapido a fibbie
- Sistema di chiusura, unico ed esclusivo, con fascia a strappo posizionata nella parte alta del polpaccio, per limitare lo scivolamento del tutore



NUOVO

revolution3


Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

Codice	LEK019003 (corta) - LEK019005 (lunga)	
	Short	Long
Taglia		
Lunghezza arte cm	46/56	61/71
Lunghezza arto (inguinale-caviglia) cm	< 81	> 81
Colore	nero	
	ambidestro	

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgzizzanti

- Aste in lega leggera di alluminio; con valve passa-cinghie
- Disponibile in due diverse misure, regolabili in lunghezza mediante un intuitivo sistema a clip
- Imbottiture in schiuma antiscivolo nella parte interna
- Snodo veloce e intuitivo da regolare: flessione-estensione impostabile da -10° a 110° ogni 10°
- Blocco rapido da -10° a 40° ogni 10°
- Cinghie di chiusura regolabili in lunghezza





GAMBA
CAVIGLIA



mioFIT 34

Supporto per polpaccio in tessuto AirX™

Codice	PR4-A1134			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	nero			

ambidestro

Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante



object

Supporto per polpaccio in neoprene

Codice	PR4-8234			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	blu			

ambidestro

Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tubolare
- Lavabile



malleoFIT 37

Cavigliera in tessuto AirX™

Codice	PR4-A1137			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	nero			

ambidestro

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Apertura al tallone



object

Cavigliera in neoprene

Codice	PR4-8237			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	beige			

ambidestro

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Apertura al tallone
- Lavabile



object

Cavigliera in neoprene con stecche a spirale

Codice	PR4-8280			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	blu			

ambidestro

Traumi distorsivi di entità minore (I grado) • Quadri infiammatori di entità moderata (tendinopatie peronieri) • Artralgie minori • Artrosi della tibio-tarsica

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Chiusura alla caviglia con cinturini a Velcro®
- Apertura al tallone
- Lavabile



malleoFIT 81

Cavigliera in tessuto AirX™ con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

Codice	PR4-A1181			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Colore	nero			

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
- Sistema di chiusura superiore con cinghia di stabilizzazione e fibbia
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità
- Apertura al tallone



object

Cavigliera in neoprene con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

Codice	PR4-8281						
Taglia	S	M	L	XL			
Circonf. collo del piede tallone cm	26/28	29/31	32/34	35/37			
Colore	nero						

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Apertura al tallone
- Cinturini ad incrocio sul collo del piede, passaggio sotto la pianta e ritorno montante sui malleoli per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

OSC active

Cavigliera con tiranti ad 8 non elastici, chiusura a stringa e rinforzi laterali in plastica

Codice	PR4-2036						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	
Circonf. collo del piede tallone cm	26/28	28/30	30/32	32/34	34/37	37/40	
Colore	nero						

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale postchirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in nylon con doppio strato agli occhielli
- Allacciatura a stringa
- Lingua di protezione nella parte dorsale del piede
- Apertura al tallone
- Tiranti in nylon ad incrocio con terminali in Velcro®
- Placchette malleolari in plastica per una maggiore stabilità
- Lavabile

swede-0

Cavigliera armata con chiusura a stringa

Codice	PR4-2002						
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Misura scarpa	34/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Colore	bianco						

ambidestro

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica

- Struttura in Herculite tela poliuretanic bordata
- Allacciatura a stringa con doppia occhiellatura nella parte centrale
- Tasche laterali per placche
- Placchette di rinforzo malleolari
- Apertura al tallone

malleostrong

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma e tirante latero-mediale

Codice	PR4-A1028				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Traumi distorsivi di II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale in postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva

- Struttura sottile in Breath-o-prene®
- Valve in plastica mediale e laterale inserite nel tutore, protette da morbide imbottiture in MTP
- Imbottiture aggiuntive posteriori per un miglior comfort
- Cinturino di chiusura elastico posteriore
- Cinghia latero-mediale di chiusura e rinforzo (accorciabile a misura)

airstrong

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfiabili

Codice	PR4-A1029	
Taglia	universale	
Colore	bianco	

ambidestro

Traumi distorsivi II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della TT e attività sportiva

- Imbottiture ad aria gonfiabili
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa
- Pompetta inclusa

anklefix

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma

Codice	PR4-1001	
Taglia	universale	
Colore	nero	

ambidestro

Traumi distorsivi II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della TT e attività sportiva

- Struttura delle valve in materiale plastico preformato modificabile a caldo
- Cinturini e tallonetta con chiusura a Velcro®
- Pannelli interni in schiuma bifoderata con nylon garzato atossico per la presa a Velcro®



equal400

Tutore a stivaletto rigido

Codice	PR4-400				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47
Colore	nero				

ambidestro - Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali
 Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini con la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommasciuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Imbottitura lavabile

Option: PR4-501



fixwalker

Tutore a stivaletto rigido (aperto sul tallone)

Codice	PR4-MM100		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	< 38	39/42	43/47
Colore	nero		

ambidestro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali
 Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero; realizzata in un unico pezzo
- Suola in gomma antiscivolo
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Aperto sul tallone
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommasciuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Lavabile
- Cinturini con chiusura a Velcro®



airstep walker

Tutore a stivaletto rigido con imbottitura ad aria, gonfiabile

Codice	PR4-500			
Taglia	S	M	L	XL
Misura scarpa	35/39	39/44	44	> 44
Colore	grigio			

ambidestro

Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari • Ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali
 Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Valve di rinforzo, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- Struttura in materiale plastico, leggera e resistente
- Imbottitura gonfiabile ad aria per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione

Option: PR4-501



r.o.m. walker

Tutore a stivaletto articolato

Codice	PR4-600			
Taglia	S	M	L	XL
Misura scarpa	36/39	39/44	44/47	> 47
Flessione plantare	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°			
Flessione dorsale	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°			
Colore	nero			

ambidestro

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di caviglia di III grado • Recupero post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille • Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle fratture tibia • Piede di Charcot
 Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini per la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Rivestimento dello stivaletto in soffice gommasciuma bifoderata con nylon garzato per la presa a Velcro®
- Rivestimento imbottito lavabile



amafo

Tutore in fibra di carbonio

Codice	PR4-8373001 SX - PR4-8373002 DX		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	32/36	36/41	> 41
Altezza	regolabile		
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

Piede flaccido • Ictus • Sclerosi multipla • Disturbi neurologici • Amputazione dell'avampiede

Controindicazioni: Deformità macroscopica del piede o della caviglia - Edema acuto - Spasticità, da moderata a severa - Contrattura del muscolo tibiale anteriore e tibiali posteriori che non è possibile risolvere con la semplice postura dell'apparecchio

- Valva anteriore regolabile in altezza, realizzata in materiale plastico, termoformabile
- Struttura in fibra di carbonio rinforzata e composito in fibra di vetro per un ottimo sostegno
- Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse scarpe rifilandola con delle forbici
- Adatto a pazienti di max. 113 kg



afo light

Tutore per piede ciondolante

Codice	PR4-9050			
Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44
Colore	bianco			

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene con bordi arrotondati
- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Modificabile a caldo
- Velcro® di chiusura sul collo del piede



afo extrastrong

Tutore extrastrong per piede ciondolante

Codice	PR4-9051				
Taglia	S	M	L	XL	
Altezza cm	28	29	34	39	
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44	
Colore	azzurro chiaro				

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in Polioossimetilene (Resina Acetalica) non igroscopico, indeformabile, resistente ed elastico
- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Velcro® di chiusura sul collo del piede



afo

Doccia per gamba e piede - adulto

Codice	PR4-9062				
Taglia	S	M	L	XL	
Altezza cm	34	36	39	41	
Misura scarpa	35/39	40/43	41/46	> 46	
Colore	bianco				

indicare destro o sinistro

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene irrobustita con l'aggiunta di nervature posteriori
- Pannello morbido di protezione tibia
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Modificabile a caldo

afo baby

Doccia per gamba e piede - bambino

Codice	PR4-9061 - PR4-9391				
Taglia	1.	2.	3.	4.	5.
Circonf. polpaccio cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Lunghezza sezione piede cm	10	11	12	13	15
Altezza tutore cm	16	19	23	25	28
Colore	semitrasparente				

indicare destro o sinistro

PR4-9391 = semilavorato della PR4-9061

Cadute flaccide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

- Struttura in polipropilene
- Modificabile a caldo
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio



PR4-9391

castop

Componente tibiale per ortesi funzionale di tibia

Codice	PR4-750				
Taglia	S	M	ML	L	
Circonf. polpaccio cm	28/33	33/38	35/40	38/43	
Circonf. caviglia cm	20/25	23/28	23/28	25/30	
Lunghezza apice rotula-terra cm	42/47	44/49	52/57	49/54	
Colore	bianco				

indicare destro o sinistro

Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

- Struttura in polietilene modellabile a caldo e ritagliabile
- Imbottitura interna in evazone atossico
- Fori per la traspirazione
- Cinturini con chiusura a Velcro®
- Bande laterali a Velcro® per l'attacco della scarpetta (PR4-752)
- Estremamente leggera

castop

Componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia

Codice	PR4-752				
Taglia	S	M	L	XL	
Misura scarpa	36/39	40/43	44/46	> 46	
Colore	bianco				

indicare destro o sinistro

Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione • Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

- Struttura in polipropilene modellabile a caldo
- Fori per la traspirazione
- Aste articolate montanti con Velcro® per l'attacco all'ortesi di tibia (PR4-750)
- Cinturino anteriore con chiusura a Velcro®

fisio

Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

Codice	PR5-6002/G	
Misura cm	30x31	
Peso g	900	
Colore	verde	

universale

Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell'instabilità di caviglia • FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o at tendine d'Achille • Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

- In robusto materiale plastico, resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- In caso di bisogno può essere scomposta in due singole tavolette



fisio

Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

Codice	PR5-6002/P
Misura cm	15x31
Peso g	440
Colore	verde

universale

Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell'instabilità di caviglia • FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille • Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

- In robusto materiale plastico, resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- Elevata mobilità in tutte le direzioni grazie alla base arrotondata



j walker

Tutore a stivaletto rigido basso

Codice	L.BL0100		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	33/37	37/41	41/46
Colore	nero		

Lesioni dei tessuti molli • Distorsioni di caviglia da moderate a gravi • Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone • Fratture stabili di piede e/o caviglia • Post-operatorio
 Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in alluminio a garanzia di solidità e durata, con imbottitura interna della suola in schiuma per una maggiore protezione del piede
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura che avvolge completamente il piede
- Cinturini rotanti sull'avampiede per un miglior comfort
- Rivestimento interno tagliabile secondo le necessità

NUOVO



j walker

Tutore a stivaletto rigido alto

Codice	L.BL0110		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	33/37	37/41	41/46
Colore	nero		


Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari • Ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

Controindicazioni: L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

- Struttura in alluminio a garanzia di solidità e durata, con imbottitura interna della suola in schiuma per una maggiore protezione del piede
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura che avvolge completamente il piede
- Cinturini rotanti sull'avampiede per un miglior comfort
- Rivestimento interno tagliabile secondo le necessità

NUOVO





PIEDE





taluFIT 50

Tallonetta shock assorbente

Codice	PR4-F1350		
Taglia	2	3	
Peso della Persona	< 80 kg	> 80 kg	
Colore	trasparente		
ambidestro			
Fornite a paio			

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari

- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Anatomicamente conformate
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Ideali per chi resta in piedi molte ore e cammina molto



taluFIT 52

Tallonetta shock assorbente rinforzata

Codice	PR4-F1352		
Taglia	1	2	3
Peso della Persona	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg
Colore	anthracite		
ambidestro			
Fornite a paio			

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari

- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Anatomicamente conformate
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Ideali per chi pratica sport



talusoft 04

Tallonette con scarico calcaneare a nido d'ape

Codice	PR4-F1304		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	34/38	39/42	43/47
Colore	anthracite		
Fornite a paio			

Sproni calcaneari • Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura anatomica in materiale viscoelastico
- Adatte alle calzature da città, da lavoro, da sport
- Area di scarico a nido d'ape per il collocamento dello sprone calcaneare
- Ideali per chi cammina molto



hallus valgus

Divaricatore per alluce valgo

Codice	PR4-360		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	< 38	38/41	> 41
Colore	bianco		
indicare destro o sinistro			

Alluce valgo non operabile • Distorsione dell'alluce • Borsite MF1 • Artrosi MF1 • Alluce gottoso • Alluce valgo giovanile

- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Struttura in materiale plastico
- Imbottitura interna sull'alluce in Evazote
- Cinturini di tensione con chiusura a Velcro®
- Lavabile



NUOVO

podiferzo

Plantare flebologico con barra

Codice	PR4-90020									
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41			
Colore	nero									
Fornite a paio										

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni



NUOVO

podiferzo30

Plantare flebologico

Codice	PR4-90030									
Misura scarpa	40	41	42	43	44	45	46			
Colore	nero									
Fornite a paio										

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

NUOVO



podifer40

Plantare reumatico

Codice	PR4-90040
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Dita a martello in fase iniziale • Alluce valgo in fase iniziale • Dolori articolari • Metatarsalgie • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Lo speciale strato in EVA si automodella in base alla pressione cui è sottoposto, andando a riempire le zone a minor pressione e garantendo un maggior comfort
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

NUOVO



podifer50

Plantare ammortizzante con barra

Codice	PR4-90050
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- L'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno

NUOVO



podifer60

Plantare ammortizzante

Codice	PR4-90060
Misura scarpa	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore	nero

Fornite a paio

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno



intercept

Soletta con rialzo al tallone

Codice	PR4-300
Taglia	A B C D E
Misura scarpa	35/38 38½/41 41½/43 43/46 46½/49
Colore	blu

Fornite a paio

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Soletta piatta con scanalature

Codice	PR4-301
Taglia	A B C D E F G H I J
Misura scarpa	35/36 37/38 38½/39½ 40/41 41½/42½ 43 43½/44½ 45/46 46½/47½ 48/49
Colore	blu

Fornite a paio

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Tallonetta semplice corta

Codice	PR4-302
Taglia	S M L
Misura scarpa	35/39 40/43 44/48
Colore	grigio

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile





intercept


Tallonetta semplice

Codice	PR4-303		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile



intercept

Tallonetta con foro calcaneare centrale

Codice	PR4-304int		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Foro centrale per il collocamento della spina calcaneare
- Lavabile



soft-sole


Tallonetta con foro calcaneare direzionato

Codice	PR4-304SS		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	grigio		

Fornite a paio

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell'achilleo • Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Foro direzionato per il collocamento della spina calcaneare
- Lavabile



intercept

Foglio

Codice	PR4-310		
Misura cm	23x34		
Spessore mm	4		
Colore	blu		

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Disegno del gel a diamante
- Facilmente ritagliabile con l'uso di forbici
- Lavabile



intercept

Cuscinetto metatarsale

Codice	PR4-311		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Metatarsalgie • Neuroma di Morton • Caduta delle ossa metatarsali • Piede reumatoide

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Scanalature longitudinali per il collocamento dei metatarsi
- Lavabile



intercept

Rialzo longitudinale

Codice	PR4-312		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Sindrome pronatoria

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rilievo centrale per il sostegno dell'arco longitudinale del piede
- Utilizzabile sia singolarmente che abbinato ad una soletta (es. PR4-300)
- Lavabile



intercept

bozzetta metatarsale

Codice	PR4-313		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

Fornite a paio

Metatarsalgie • Neuroma di Morton

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rilievo centrale per il sostegno dei metatarsi
- Utilizzabile sia singolarmente che abbinata ad una soletta (es. PR4-300)
- Lavabile



TRAZIONI VARIE

cervitrac


Set completo per trazione cervicale

Codice	PR5-3020	PR5-3019
Misura	universale con sacca ad acqua	universale con sacchetto in tela

Artrosi cervicale • Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale • Discopatie cervicali • Cervicobrachialgia • Riduzione d'ampiezza degli spazi intervertebrali

Struttura composta da:

- Carrucola con attacco a porta
- Mentoniera, universale, bianco
- Archetto per attacco mentoniera, universale, argento
- Sacca ad acqua, universale, Capienza max 9kg
- Cordoncino in nylon
- Gancio




accessori

Accessori per trazione cervicale

Codice	PR5-3021 (mentoniera)	PR5-3024 (carrucola)	PR5-3034 (archetto)
Lunghezza cm		34	
Colore	bianco	argento	argento
misura universale			

Mentoniera:

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Anelli a D per l'attacco dell'archetto
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile



set per trazione vertebrale

Lombalgia e lombosciatalgia • Discopatie lombari e lombo-sacrali • Contratture paravertebrali lombari • Ernie discali contenute • Riduzione d'ampiezza degli spazi discali

Codice	PR5-8601 - PR5-3050 - PR5-1584 - PR5-3022
---------------	---

Cintura	PR5-8601				
Taglia	S	M	L	XL	
Circonf. bacino cm	65/85	85/105	105/125	>125	
Colore	bianco				

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tiranti con anelli a D per l'attacco all'archetto
- Chiusura a Velcro® • Lavabile

Archetto	PR5-3050
Lunghezza cm	50
Colore	argento

Piantana	PR5-1584
Altezza cm	min. 83 min. - 106 max. da terra
Colore	argento

- Struttura in tubolare di ferro verniciato
- Tubi telescopici per la regolazione in altezza
- Bloccaggio dell'altezza con bottoni a scatto
- Carrucole per tirante singolo o doppio; corda e gancio

Sacca ad acqua	PR5-3022
Capienza max.	9 kg/20 libbre
Colore	trasparente



set per trazione arto inferiore

Coxartrosi • Gonartrosi

Codice	PR5-1570 - PR5-3015 - PR5-1562 - PR5-3022
---------------	---

Zampale	PR5-1570			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/21	22/27	28/33	> 33
Colore	bianco - ambidestro			

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Tiranti con anelli a D per l'attacco all'archetto
- Foro calcaneare
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile

Archetto	PR5-3015
Lunghezza cm	15
Colore	bianco

Carrucola	PR5-1562
Misura	universale
Colore	argento

- Struttura in tubolare di ferro verniciato, con collo d'oca telescopico; corda e gancio.
- Bloccaggio delle rotelle con viti a farfalla
- Attacchi dei montanti al piatto con snodo da 0° a 90°
- Rotella del montante a posizione variabile

Sacca ad acqua	PR5-3022
Capienza max.	9 kg/20 libbre
Colore	trasparente



sacca

Sacchetto porta acqua - accessorio per trazione

Codice	PR5-3022
Misura	universale
Capienza max.	9 kg/20 libbre



sacchetto

Sacchetto porta pesi in tela - accessorio per trazione

Codice	PR5-3023
Misura	universale
Colore	beige



duraband

Banda elastica in lattice naturale 5 m / 30m

Codice	PB6001 - PB6006 (5m)		
PB 6001	giallo	leggera	0,15 mm x 5 m
PB 6002	arancio	moderata	0,20 mm x 5 m
PB 6003	verde	media	0,25 mm x 5 m
PB 6004	rosa	forte	0,30 mm x 5 m
PB 6005	porpora	superforte	0,40 mm x 5 m
PB 6006	argento	extraforte	0,45 mm x 5 m

Codice	PB6008 - PB6013 (30m)		
PB 6008	giallo	leggera	0,15 mm x 30 m
PB 6009	arancio	moderata	0,20 mm x 30 m
PB 6010	verde	media	0,25 mm x 30 m
PB 6011	rosa	forte	0,30 mm x 30 m
PB 6012	porpora	superforte	0,40 mm x 30 m
PB 6013	argento	extraforte	0,45 mm x 30 m

Option: set impugnature Duraband (PB6007)

Rieducazione post-operatoria

- Banda elastica in lattice naturale per esercizi di resistenza e recupero funzionale





bi-bike

Allenatore motorizzato per la mobilitazione passiva

Codice **4KM-500**
Colore **bianco**

Riabilitazione generale • Ginnastica per le persone anziane • Azione di sostegno per la pompa venosa e il drenaggio linfatico • Esercizio a completamento di trattamenti con cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di disabilità croniche e progressive

- Dispositivo anti-spasmo con blocco dell'attività di rotazione e segnale acustico
- Dispositivo di comando elettronico con computer di bordo
- 4 livelli di regolazione della velocità di pedalata: 15 cicli/min (basso) – 30 cicli/min (medio-basso) – 45 cicli/min (medio-alto) – 60 cicli/min (alto)
- 5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-12-15 min
- 2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in avanti o indietro, con pausa di 2 secondi per cambio direzione
- Funzionamento con manopole e pedali a fissaggio facilitato
- Pedalata a raggio regolabile: 13 cm (utente longilineo) – 11 cm (utente medio) – 9 cm (utente breviuno) in base all'altezza dell'utente
- Contagiri • Contacalorie • Countdown
- Funzione di esercizio pre-programmato
- Display elettronico per visualizzare dati e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto, tempo reale di utilizzo, numero di cicli effettuati, consumo calorie, attivazione esercizio pre-programmato

Breath-o-prene® is a registered trademark of Nexus Foams Ltd.
Evazote® is a registered trademark of Zotefoams plc
COOLMAX® is a registered trademark of INVISTA Inc.
KYDEX® is a registered trademark of Kleerdex Company, LLC
PLASTAZOTE® is a registered trademark of Zotefoams plc
Sensitive® is a registered trademark of EUROJERSEY
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro-Ten s.r.l. ("Ro-Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro-Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro-Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro-Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine
- 2.2 Ro-Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro il termine di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro-Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 I cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro-Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro-Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro-Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro-Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
 - Con spedizioni convenzionate Ro-Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
 - Con spedizioni convenzionate Ro-Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro-Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fine del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro-Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

6. Consegna - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro-Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro-Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro-Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro-Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

7. Garanzia

- 7.1 Ro-Ten srl garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle specifiche riportate sull'ordine.
- 7.2 Eventuali difformità dovranno essere denunciate per iscritto dall'Acquirente, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna del vizio.
- 7.3 Ro-Ten srl, ove la denuncia risulti fondata e il prodotto non sia stato modificato o comunque manomesso dopo la consegna, potrà a sua scelta sostituire il prodotto contestato o rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto.
- 7.4 In ogni caso Ro-Ten è tenuta alla garanzia sui prodotti nei confronti dell'Acquirente per un periodo di tre anni dalla consegna del prodotto, pertanto, l'Acquirente rinuncia alla garanzia nonché al diritto di regresso al termine del terzo anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.5 È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle previste e disciplinate da norme imperative di legge ed è del pari esclusa ogni responsabilità di Ro-Ten per danni di qualsiasi genere, diretto o indiretto, causati dai prodotti o dal loro uso.

8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro-Ten srl. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
- 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro-Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
- 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro-Ten verranno automaticamente respinte.
- 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
 - obsoleti e/o fuori listino
 - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
- 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro-Ten s.r.l., Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB.

9. Decadenza del beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa.

Solve et repete

- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro-Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
- 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro-Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro-Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Risoluzione

Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro-Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

11. Forza Maggiore

Nel caso in cui Ro-Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro-Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

12. Diritti di proprietà industriale

Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o logo appartenenti o depositati da Ro-Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro-Ten.

13. Legge applicabile - Foro competente

13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

14. Informazioni ai sensi della Privacy

Ro-Ten, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, comunica ai propri acquirenti che i dati personali degli stessi al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali e tributari previsti per legge e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto di cui è parte l'Acquirente e per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali.

Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data da: l'Acquirente dichiara di approvare, specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole delle presenti condizioni generali: 2.5, 2.6, 3.2, 4, 5, 6, 7.4, 8, 9, 10, 11 e 13.



**Headquarter:**

ORTHOSERVICE AG

Rotzbergstrasse 7 · CH-6362 Stansstad (NW) · Switzerland
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6362 Stansstad (NW) · Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

RO+TEN s.r.l.

Via Comasina, 111
20843 Verano Brianza (MB)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
info@roplusten.com
www.roplusten.com

